

ergotron®

moving you forward

- Le logiciel eKinnex™ permet de réduire les temps d'arrêt des chariots grâce à un tableau de bord en ligne vous donnant des informations en temps réel sur l'état de la batterie et bien plus encore
- Conformément aux normes HIPAA, le logiciel communique directement avec le cloud sans avoir accès aux dossiers des patients afin d'assurer la sécurité des informations
- Il alerte votre personnel informatique grâce à des notifications en temps réel lorsqu'une batterie nécessite une intervention ou une attention particulière afin d'éliminer toute conjecture et tout contrôle inutile
- Il permet au personnel informatique d'identifier à distance les problèmes afin de leur faire gagner du temps en leur évitant de se déplacer au sein des campus pour localiser un chariot
- En fonction de l'accord de niveau de service convenu, les notifications de service automatisées permettent à Ergotron de répondre à un événement au moment où il se produit en identifiant le problème à distance afin d'envoyer par la suite un technicien de service ainsi que les pièces nécessaires à l'intervention
- Gratuit pour tous les utilisateurs de LiFeKinnex
- Installation facile depuis la page www.ergotron.com/ekinnext et qui ne nécessite pas de téléchargement du logiciel sur le poste de travail ; mise en service rapide grâce à une installation réalisée en une seule minute sur chaque appareil

eKinnex™

LOGICIEL

POUR



LiFeKinnex™

GESTION DU PARC DANS LE CLOUD

Au 21^e siècle, le secteur de la santé développe des approches centrées sur le patient qui nécessitent des technologies et des équipements adaptés à leur époque. Repensez la façon dont vous gérez vos chariots médicaux avec le système d'alimentation LiFeKinnex équipé de la technologie eKinnex™. Ce logiciel sécurisé, basé sur le Web et conçu par Ergotron, surveille en temps réel l'état de la batterie et vous permet d'identifier de manière proactive les besoins en matière de service et de maintenance afin de garantir la disponibilité de vos équipements et gagner du temps pour votre équipe informatique. Le portail est conforme aux normes HIPAA afin d'assurer la sécurité des données sur les patients et fournit des informations clés qui vous permettent de gérer votre parc de manière optimale afin de répondre à la modernisation et à la constante évolution des services de santé.

Métriques détaillées du système d'alimentation

Les données historiques du système d'alimentation, notamment le statut, la charge et les derniers accès, vous permettent d'identifier rapidement les modèles d'utilisation et les problèmes potentiels.



Cartes Ergotron

Replace Battery × 1 | Low Battery × 6 | Lost Contact × 5

Filters

Search: Name or Group

Connection: Online, Offline

Power Source: Plugged In, Battery, None

Battery Condition: Good, Replace

Charge: 0% to 100% (slider), < 100%

Cartes (8)

Name	Last Seen	Group	Type	Power Source	Charge	Battery Condition
ERG-TANGENT-PC	2017/01/27 3:30:18 pm	HIMSS17	Unknown	Unknown	0%	Checking
ERGLOANER08	2017/01/24 4:20:51 pm	demo	Unknown	Valence 12RTL 40AH	0%	Checking
NHAZZARD1	2017/02/08 12:06:40 pm	demo	Unknown	Unknown	0%	Checking
SOLSON-TEST	2017/02/08 12:05:57 pm	demo	Unknown	Unknown	81%	Checking
SSQUIRES1	2017/02/02 12:35:44 pm		Unknown	Unknown	0%	Checking
SURFACEPRG3	2017/02/08 8:51:57 am	demo	Unknown	Unknown	100%	Replace
TTOWNES	2017/02/02 4:36:58 pm		Unknown	Unknown	0%	Checking
USER-PC	2017/01/27 3:30:31 pm	HIMSS17	Unknown	Unknown	0%	Checking

Principales fonctionnalités :

- Ajouter et supprimer des utilisateurs eKinnex
- Suivre l'état de vos batteries échangeables à chaud
- Organiser les chariots en groupes pour faciliter la gestion
- Trier et filtrer pour identifier les besoins de maintenance

Pour en savoir plus, consultez la page www.ergotron.com/ekinnox.

Un aperçu en un clin d'œil de votre parc :

- Notifications en temps réel lorsqu'un poste de travail mobile nécessite une intervention ou une attention particulière
- État de la batterie
- Informations relatives à la configuration matérielle des chariots, par exemple leur dernière localisation enregistrée

Pour plus d'informations, consultez www.ergotron.com

Pour en savoir plus :

Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com

EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

© Ergotron Inc. 08.05.2023 Contenu sujet à modifications

Pour plus d'information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents

Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie

WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex et TRACE sont des marques déposées par Ergotron.

