

# ergotron®

*moving you forward*

- Il dashboard online aiuta a ridurre i tempi di inattività del carrello, fornendo informazioni in tempo reale sulla durata della batteria e molto altro
- Il software comunica direttamente con il cloud, senza accedere ai file dei pazienti, mantenendo le informazioni sicure e assicurando la conformità HIPAA
- Fornisce notifiche in tempo reale agli addetti IT quando una batteria richiede assistenza o attenzioni particolari, eliminando dubbi e verifiche inutili
- Consente al personale IT di diagnosticare i problemi da remoto, contribuendo a ridurre le tempistiche di intervento, ed eliminando la necessità di doversi spostare attraverso campus estesi per localizzare un carrello
- In base al contratto di servizio previsto, le notifiche automatiche di assistenza consentono a Ergotron di affrontare un evento nel momento in cui si verifica, per diagnosticare a distanza la situazione e inviare assistenza e ricambi
- Gratuito per tutti gli utenti LiFeKinnex
- Facile da installare tramite [www.ergotron.com/ekinnex](http://www.ergotron.com/ekinnex), senza bisogno di scaricare il software sulla postazione di lavoro; veloce da implementare, con un'installazione media per dispositivo di appena un minuto

eKinnex™

SOFTWARE

PER



LiFeKinnex™

## LA GESTIONE DEL PARCO MACCHINE BASATA SUL CLOUD

L'assistenza sanitaria del futuro, incentrata sul paziente, ha bisogno di tecnologia e attrezzature al passo con i tempi. Ripensa il tuo modo di gestire i carrelli medici grazie a un sistema di alimentazione LiFeKinnex con tecnologia eKinnex™. Questo software sicuro, basato sul web e hostato da Ergotron, monitora la durata della batteria in tempo reale, aiutandoti a identificare in modo proattivo le esigenze di assistenza e manutenzione. In questo modo si mantiene l'uptime e si limitano gli interventi del team IT. Il portale conforme all'HIPPA mantiene al sicuro le informazioni sui pazienti, fornendo al contempo informazioni chiave per gestire il parco macchine e soddisfare le esigenze di un'assistenza snella e innovativa.

## Metriche dettagliate del sistema di alimentazione

Storico del sistema di alimentazione, compresi carica, carico elettrico e corrente, consentono di identificare rapidamente i modelli di utilizzo e i potenziali problemi.



| Name           | Last Seen              | Group   | Type    | Power Source       | Charge | Battery Condition |
|----------------|------------------------|---------|---------|--------------------|--------|-------------------|
| ERG-TANGENT-PC | 2017/01/27 3:30:18 pm  | HIMMS17 | Unknown | Unknown            | 0%     | Checking          |
| ERGLoANER08    | 2017/01/24 4:20:51 pm  | demo    | Unknown | Valence 12RTL 40AH | 0%     | Checking          |
| NHAZZARD1      | 2017/02/08 12:06:40 pm | demo    | Unknown | Unknown            | 0%     | Checking          |
| SOLSON-TEST    | 2017/02/08 12:05:57 pm | demo    | Unknown | Unknown            | 81%    | Checking          |
| SSQUIRES1      | 2017/02/02 12:35:44 pm |         | Unknown | Unknown            | 0%     | Checking          |
| SURFACEPRC3    | 2017/02/08 8:51:57 am  | demo    | Unknown | Unknown            | 100%   | Replace           |
| TTOWNES        | 2017/02/02 4:36:58 pm  |         | Unknown | Unknown            | 0%     | Checking          |
| USER-PC        | 2017/01/27 3:30:31 pm  | HIMMS17 | Unknown | Unknown            | 0%     | Checking          |

Caratteristiche principali:

- Aggiungi e rimuovi utenti eKinnex
- Visualizza lo stato delle batterie hot swap
- Organizza i carrelli in gruppi, per una gestione semplificata
- Ordina e filtra le informazioni per identificare le esigenze di manutenzione

Per saperne di più: [www.ergotron.com/ekinnex](http://www.ergotron.com/ekinnex).

Informazioni a colpo d'occhio sul corpo macchine:

- Notifiche in tempo reale quando una postazione mobile richiede manutenzione o attenzioni particolari
- Stato della batteria
- Informazioni sull'hardware del carrello, come l'ultima posizione riportata

Materiale scaricabile disponibile sul sito [ergotron.com](http://ergotron.com)

Per ulteriori informazioni:

EMEA: +31.33.45.45.600 / [info.eu@ergotron.com](mailto:info.eu@ergotron.com)

Assistenza clienti: [custom@ergotron.com](mailto:custom@ergotron.com)

© Ergotron, Inc. 08.05.2023

I contenuti del presente documento sono soggetti a modifica.

I prodotti Ergotron non sono pensati allo scopo di curare, trattare, mitigare o prevenire le malattie.

Servizio clienti: [custom@ergotron.com](mailto:custom@ergotron.com)

Informazioni sui brevetti: [www.ergotron.com/patents](http://www.ergotron.com/patents)

WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex e TRACE sono marchi registrati Ergotron.

